

ウサギ抗ヒトCd119/Ifngr1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15260

商品番号: CM0012193



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD119/IFNGR1モノクローナル抗体、フローサイトメトリー(FC)用。細胞外ドメインAA 18-

245に対して作製。インターフェロンガンマ受容体を介した免疫応答の研究に最適。 - P15260

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD119/IFNGR1 mAb
備考/別名	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3459
GeneID	3459
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD119/IFNGR1のアミノ酸18-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000407.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15260
タンパク質分子量	21kDa/54kDa
発送	保冷バッグ