


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD11a モノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0004945



前書き

フローサイトメトリー(FC)用の高品質標識ウサギ抗ヒトCD11aモノクローナル抗体。主要な白血球接着受容体であるLFA-1α鎖（インテグリンα-L）を認識します。ヒト検体に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD11a モノクローナル抗体
備考/別名	CD11a; LFA-1; LFA1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3683
免疫原	ヒトCD11aのアミノ酸26-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002200.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa/129kDa/134kDa
発送	保冷剤 (アイスバッグ)