


ラビット抗ヒト Cd11A Mab - P20701

商品番号: CM0004483



前書き

フローサイトメトリー用ラビット抗ヒト CD11a
モノクローナル抗体。インテグリンアルファL（LFA-1）、免疫細胞相互作用に関与する白血球接着受容体を標的とします。ヒトサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒト CD11a mAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3683
GeneID	3683
免疫原	組換えタンパク質；ヒト CD11a (NP_002200.2) のアミノ酸 26-340 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa/129kDa/134kDa
配送	氷袋