


ウサギ抗ヒト CD11a モノクローナル抗体（Fc用） - P20701

商品番号: CM0004527



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒト CD11a (ITGAL, LFA-1) を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。白血球接着、免疫シナプス、および細胞溶解活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD11a mAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID	3683
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD11a (NP_002200.2) のアミノ酸 26-340 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa/129kDa/134kDa
配送	氷袋