


ウサギ抗ヒトCd120B/Tnfrsf1B Mab（Fc用） - P20333

商品番号: CM0006095



前書き

ヒトCD120b/TNFRSF1B（TNF-R2/p75）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、TNFシグナル伝達、アポトーシス、代謝調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD120b/TNFRSF1B mAb
別名	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7133
遺伝子ID	7133
免疫原	ヒトCD120b/TNFRSF1B（NP_001057.1）のアミノ酸23～257番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P20333
タンパク質分子量	28kDa/48kDa
輸送方法	氷袋