

ウサギ抗ヒトCD131 Mab（Fc用） - P32927

商品番号: CM0011672



前書き

ヒトCD131（CSF2RB/IL3RB/IL5RB）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。IL-3、IL-5、GM-CSF受容体に共通するベータサブユニット。フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済み。造血およびサイトカインシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD131 mAb
備考／別名	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1439
GeneID	1439
免疫原	ヒトCD131（NP_000386.1）のアミノ酸17～443に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32927
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ