

ウサギ抗ヒト CD131 Mab（フローサイトメトリー用） - P32927

商品番号: CM0008007



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの、ヒト CD131（CSF2RB）に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。IL-3/IL-5/GM-CSF
受容体の共通βサブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD131 mAb
備考／別名	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
種	ヒト
遺伝子 ID（ヒト）	1439
遺伝子 ID	1439
免疫原	ヒト CD131（NP_000386.1）のアミノ酸 17～443 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32927
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ