

## ウサギ抗ヒト CD134/Ox40 Mab（Fc用） - P43489

商品番号: CM0007860



### 前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD134/OX40（TNFRSF4）を標的とします。T細胞活性化および免疫療法研究におけるフローサイトメトリー（FC）用に設計されています。ヒトCD134に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗ヒト CD134/OX40 mAb                                     |
| 備考／別名      | OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L                         |
| 種          | ヒト                                                        |
| GeneID（ヒト） | 7293                                                      |
| 免疫原        | ヒトCD134/OX40（NP_003318.1）のアミノ酸29～216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                 |
| 用途         | FC                                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                                        |
| SWISS      | P43489                                                    |
| タンパク質分子量   | 29kDa                                                     |
| 輸送         | アイスバッグ                                                    |