

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd138 (Syndecan-

1) モノクローナル抗体 - P18827

商品番号: CM0009030



前書き

ヒトCD138/Syndecan-1

(SDC1)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。組換え免疫原（アミノ酸23-251）により、エクソソームおよびがんバイオマーカー研究における高い特異性を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD138 mAb
備考/別名	SDC; CD138; SYND1; syndecan
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6382
GeneID	6382
免疫原	ヒトCD138 (NP_002988.4) のアミノ酸23-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ