

ウサギ抗ヒトCD138/Syndecan-1 モノクローナル抗体（Fc用） - P18827

商品番号: CM0011364



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD138（Syndecan-1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。エクソソーム生合成と歯の発生に関与する膜貫通型プロテオグリカンであるヒトシンデカン-1に特異的。癌研究およびエクソソーム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD138/Syndecan-1 mAb
備考/別名	SDC; CD138; SYND1; シンデカン
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	6382
免疫原	ヒトCD138/Syndecan-1 (NP_002988.4) のアミノ酸23-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷剤