

ウサギ抗ヒト Cd138/Syndecan-1
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P18827

商品番号: CM0009197



前書き

ヒト CD138 (syndecan-1) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。形質細胞におけるCD138発現の検出、エクソソーム研究、膜プロテオグリカン研究に最適。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD138 mAb
備考／別名	SDC; CD138; SYND1; syndecan
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	6382
免疫原	ヒトCD138 (NP_002988.4) のアミノ酸23～251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質重量	32kDa
輸送条件	保冷バッグ