

ウサギ抗ヒトCd13/Anpep モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15144

商品番号: CM0005667



前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの、共役型ウサギモノクローナル抗ヒトCD13/ANPEP抗体です。CD13/ANPEPはペプチド消化に関与するアミノペプチダーゼであり、HCoV-229Eの受容体としても機能します。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD13/ANPEP mAb
別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69〜967番に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	氷袋