

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD13/Anpep モノクローナル抗体 - P15144

商品番号: CM0005755



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD13/ANPEP
を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。白血球および腫瘍細胞上の細胞表面アミノペプチダーゼNを検出します。ヒト反応性、110kDa。免疫表現型解析に信頼性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD13/ANPEP モノクローナル抗体
備考/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	ヒト CD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸 69-967 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ