

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Cd13/Anpep モノクローナル抗体 - P15144

商品番号: CM0009788



前書き

ヒトCD13/ANPEPを標的とする高品質な結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。アミノ酸69～967をカバーする組換えタンパク質を免疫原に使用しており、細胞表面上の天然立体構造を認識します。免疫表現型分析および診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD13/ANPEP mAb
別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP(NP_001141.2)のアミノ酸69～967に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	氷袋