

Rabbit Anti-Human Cd13/Anpep Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P15144

商品番号: CM0004909



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Human CD13/ANPEPモノクローナル抗体。ヒト細胞に発現する110 kDaのアミノペプチダーゼN（CD13）を標的とします。血管新生、がん、およびウイルス感染の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
備考/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	290
遺伝子ID	290
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスパック