

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCd140B/Pdgfrβモノクローナル抗体 - P09619

商品番号: CM0009433



前書き

で標識されたモノクローナル抗体で、ヒトCD140b/PDGFRβのフローサイトメトリー検出について検証済みです。細胞増殖、血管発生、腫瘍学研究における血小板由来増殖因子受容体ベータの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD140b/PDGFRβ mAb
備考/別名	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; 血小板由来増殖因子受容体ベータ
対象種	ヒト
GeneID	5159
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD140b/PDGFRB(NP_002600.1)のアミノ酸33～530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P09619
タンパク質分子量	37kDa/123kDa
輸送方法	保冷剤