

ウサギ抗ヒトCD141/トロンボモジュリンモノクローナル抗体（Fc用） - P07204

商品番号: CM0010665



前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリン（SWISS P07204）を標的とするコンジュゲート化ウサギモノクローナル抗体です。凝固、線溶、炎症を制御する内皮細胞受容体であるトロンボモジュリンのフローサイトメトリー（FC）による検出用に設計されています。ヒト検体での使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD141/トロンボモジュリンmAb
備考/別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7056
免疫原	ヒトCD141/トロンボモジュリン（NP_000352.1）のアミノ酸19-515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤