


ウサギ抗ヒト CD141/トロンボモジュリン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P07204

商品番号: CM0008125



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD141/トロンボモジュリンを標的。フローサイトメトリーで検証済み。内皮細胞における止血、凝固、炎症の研究に適した研究用診断原料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD141/トロンボモジュリン mAb
備考/別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7056
遺伝子ID	7056
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD141/トロンボモジュリン (NP_000352.1) のアミノ酸19-515に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ