

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD142 Mab - P13726

商品番号: CM0012492



前書き

ヒトCD142/組織因子を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みです。凝固に必須な分子量33kDaの膜タンパク質を検出し、止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD142 mAb
別名	TF; TFA; CD142
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2152
遺伝子ID	2152
免疫原	ヒトCD142 (NP_001984.1) のアミノ酸34～251番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋