

ウサギ抗ヒトCD142モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13726

商品番号: CM0009658



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の標識ウサギ抗ヒトCD142モノクローナル抗体。凝固因子III／組織因子の研究に最適で、直接検出が可能なコンジュゲート。ヒト反応性。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD142 mAb
備考／別名	TF; TFA; CD142
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2152
GeneID	2152
免疫原	ヒトCD142（NP_001984.1）のアミノ酸34～251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ