

ウサギ抗ヒトCd142モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13726

商品番号: CM0009108



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、高品質な標識ウサギモノクローナル抗ヒトCD142（組織因子/TF）抗体。ヒトサンプルと反応します。凝固研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD142 mAb
備考/別名	TF; TFA; CD142
種	ヒト
GeneID	2152
免疫原	ヒトCD142のアミノ酸34～251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001984.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
輸送条件	保冷バッグ