

フローサイトメトリー用 標識

ウサギ抗ヒトCd142（組織因子/Tf）モノクローナル抗体 - P13726

商品番号: CM0008704



前書き

ヒトCD142（組織因子、TF）に対するウサギモノクローナル抗体で、に標識されており、フローサイトメトリー用に検証済みです。ヒト細胞における凝固、止血、およびTF発現の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD142 mAb
備考/別名	TF; TFA; CD142
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2152
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD142（NP_001984.1）のアミノ酸34-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ