

ウサギ抗ヒトCD144/VEカドヘリンMab（Fc用） - P33151

商品番号: CM0006046

前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの、ヒトVEカドヘリン（CD144）に対するウサギモノクローナル抗体（クローン7B4）。内皮細胞接着研究、血管生物学、細胞間接合部研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD144/VEカドヘリンmAb
備考／別名	7B4; CD144
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1003
GeneID	1003
免疫原	ヒトCD144/VEカドヘリン（NP_001786.2）のアミノ酸48～593に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88 kDa
輸送条件	保冷バッグ