

Fc用 ウサギ抗ヒト Cd144/Ve カドヘリン モノクローナル抗体 - P33151

商品番号: CM0007756

前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCD144/V E-カドヘリンに対する標識ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、内皮細胞接着および血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD144/VE カドヘリン mAb
備考/別名	7B4; CD144
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1003
GeneID	1003
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD144/VE カドヘリン(NP_001786.2)のアミノ酸48～593番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	氷袋梱包