


ウサギ抗ヒト Cd146 モノクローナル抗体（Fc用） - P43121

商品番号: CM0008643



前書き

フローサイトメトリー（FC）用 ウサギ抗ヒト CD146
モノクローナル抗体。ヒト CD146/MUC18
について検証済み。細胞接着、メラノーマ転移、およ
び内皮生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD146 mAb
備考/別名	MCAM; CD146; MUC18; 細胞表面糖タンパク質 MUC18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4162
GeneID	4162
免疫原	組換えタンパク質; ヒト CD146 (NP_006491.2) のアミノ酸 24-559 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43121
タンパク質分子量	57kDa/71kDa
配送	アイスパック