


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd146モノクローナル抗体 - P43121

商品番号: CM0012682



前書き

フローサイトメトリー用の、で標識されたヒトCD146（MUC18/MCAM）に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、メラノーマ転移に関与する細胞接着分子を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD146 mAb
別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4162
免疫原	ヒトCD146（NP_006491.2）のアミノ酸24～559番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P43121
タンパク質分子量	57kDa/72kDa
配送方法	氷袋