

ウサギ抗ヒト CD150/Slam モノクローナル抗体（Fc用） - Q13291

商品番号: CM0011948



前書き

で標識された、ヒト CD150/SLAM に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。シグナル伝達リンパ球活性化分子の細胞外ドメインを標的とし、T細胞、B細胞、自然免疫の免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD150/SLAM mAb
備考/別名	SLAM; CD150; CDw150
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6504
免疫原	ヒト CD150/SLAM (NP_003028.1) のアミノ酸 21-237 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13291
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ