

ウサギ抗ヒトCD150/Slam モノクローナル抗体（Fc用） - Q13291

商品番号: CM0008995



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD150/SLAMを標的とし、フローサイトメトリー用途で検証済み。免疫細胞プロファイリングやSLAMF1シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD150/SLAM mAb
備考/別名	SLAM; CD150; CDw150
種	ヒト
GeneID (Human)	6504
GeneID	6504
免疫原	ヒトCD150（NP_003028.1）のアミノ酸配列21-237に対応する組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13291
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ