

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD150/Slam モノクローナル抗体 - Q13291

商品番号: CM0010562



前書き

に標識されたウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD150/SLAM (SLAMF1)に特異的であり、フローサイトメトリー用に検証済みです。免疫細胞調節および宿主-病原体相互作用に関与するシグナリングリンパ球活性化分子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD150/SLAM mAb
備考/別名	SLAM; CD150; CDw150
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6504
遺伝子ID	6504
免疫原	ヒトCD150 (NP_003028.1) のアミノ酸21-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13291
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ