

ウサギ抗ヒト Cd152/Ctla-4

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内） - P16410

商品番号: CM0005781



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒト CTLA-4 (CD152)

用）。細胞内フローサイトメトリー向け。ヒトサンプルで検証済み。免疫チェックポイント阻害薬の標的であり、T細胞制御の研究において重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヒト CD152/CTLA-4 mAb
備考/別名	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
種	ヒト
GeneID	1493
免疫原	ヒト CD152/CTLA-4 (NP_005205.2) のアミノ酸37-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P16410
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋