


ウサギ抗ヒトCD157/Bst-1 Mab（Fc用） - Q10588

商品番号: CM0009617



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みのウサギ抗ヒトCD157/BST-

1モノクローナル抗体。ヒトCD157/BST-1（SWISS

Q10588）を標的とします。CD157/BST-

1はGPIアンカー型ADPリボシルシクラーゼ／環状ADPリボース加水分解酵素であり、カルシウムシグナル伝達およびプレB細胞の増殖に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD157/BST-1 mAb
備考／別名	CD157; cADPR2; BST1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	683
遺伝子ID	683
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD157/BST-1（NP_004325.2）のアミノ酸29～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10588
タンパク質分子量	36kDa/29kDa
配送	保冷バッグ