


## フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd157/Bst-1 モノクローナル抗体 - Q10588

商品番号: CM0010958



### 前書き

ヒトCD157/BST-

1を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。

フローサイトメトリーでの検証が完了しており、ヒトと反応します。カルシウムシグナル伝達およびプレB細胞の成長におけるCD157/BST-1の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒトCD157/BST-1 モノクローナル抗体                                  |
| 別名          | CD157; cADPR2; BST1                                          |
| 対象種         | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 683                                                          |
| GeneID      | 683                                                          |
| 免疫原         | ヒトCD157/BST-1 (NP_004325.2) のアミノ酸29～292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                    |
| 適用          | FC (フローサイトメトリー)                                              |
| 交差反応性       | ヒト                                                           |
| SWISS       | Q10588                                                       |
| タンパク質分子量    | 36kDa/29kDa                                                  |
| 輸送方法        | 氷袋                                                           |