

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Cd158 (Kir2Dl1/S1/S2/S3/S5)

モノクローナル抗体 - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

商品番号: CM0011072

前書き

フローサイトメトリー用の高品質標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)を標的とします。ヒト検体で検証済みであり、免疫学研究における高精度なNK細胞受容体解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
備考/別名	NKAT9; CD158G ; CD158A ; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD158 (NP_055327.1) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷剤