

ウサギ抗ヒト Cd158A/Kir2DL1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P43626

商品番号: CM0004926



前書き

ヒトCD158a/KIR2DL1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。NK細胞レセプター研究や免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD158a/KIR2DL1 mAb
備考/別名	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3802
GeneID	3802
免疫原	ヒトCD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P43626
タンパク質分子量	38kDa/41kDa
輸送	氷袋