

ウサギ抗ヒトCD161モノクローナル抗体（Fc用） - Q12918

商品番号: CM0009473



前書き

ヒトCD161（KLRB1、NKR-P1A）に特異的な共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用途で検証済みで、NK細胞やT細胞サブセットの免疫表現型解析、機能アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD161 mAb
別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3820
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD161（NP_002249.1）のアミノ酸67-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋