

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd161モノクローナル抗体 - Q12918

商品番号: CM0005577



前書き

ヒトCD161（KLRB1、NKR-P1A）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。末梢血や組織サンプル中のNK細胞およびメモリーT細胞の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD161 mAb
別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3820
遺伝子ID	3820
免疫原	ヒトCD161（NP_002249.1）のアミノ酸67～225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤