

ウサギ抗ヒトCD161モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q12918

商品番号: CM0004114



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD161（KLRB1、N

KR-P1A）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体に特異的で、NK細胞の抑制に関与する25 kDaの膜受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD161 mAb
備考/別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3820
遺伝子ID	3820
免疫原	ヒトCD161（NP_002249.1）のアミノ酸67～225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋