


ウサギ抗ヒトCD162/PSgl-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q14242

商品番号: CM0004894



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、で標識されたヒトCD162/PSGL-

1に対するウサギモノクローナル抗体です。炎症やウイルス侵入に重要な白血球接着分子を標的とし、ヒト検体を用いた研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD162/PSGL-1 mAb
別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	6404
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD162/PSGL-1 (NP_002997.2) のアミノ酸42-295番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14242
タンパク質分子量	43kDa/44kDa
発送方法	保冷剤