

ウサギ抗ヒト Cd162/Psgl-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q14242

商品番号: CM0003998



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD162/PSGL-1（セレクトインリガンド）を標的とします。ヒト白血球におけるフローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD162/PSGL-1 mAb
備考/別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	6404
免疫原	ヒトCD162/PSGL-1 (NP_002997.2) のアミノ酸42-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14242
タンパク質分子量	43kDa/44kDa
発送条件	保冷バッグ