


ウサギ抗ヒトCd166/Alcam モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q13740

商品番号: CM0008976



前書き

ヒトCD166/ALCAMを対象とした、高品質な結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。T細胞活性化、細胞接着、造血幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD166/ALCAM mAb
別名	ALCAM; CD166; MEMD; CD166抗原
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	214
遺伝子ID	214
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
輸送方法	氷袋