


Rabbit Anti-Human Cd166/Alcam Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q13740

商品番号: CM0009334



前書き

フローサイトメトリー用に設計された、ヒトCD166/ALCAM（UniProt Q13740）に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。CD166は細胞接着、T細胞活性化、および造血幹細胞の定着を媒介します。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb
備考/別名	MEMD; CD166
種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
GeneID	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAM（NP_001618.2）のアミノ酸28-526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
配送	氷袋