

Fc用 標識 ウサギ抗ヒトCd16B モノクローナル抗体 - O75015

商品番号: CM0008051



前書き

標識のウサギ由来抗ヒトCD16b (FCGR3B)
モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計
されており、好中球上の低親和性IgG
Fc受容体を検出します。免疫学および免疫複合体研究
に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD16b mAb
備考/別名	CD16, CD16-L, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2215
GeneID	2215
免疫原	ヒトCD16b (NP_000561.3) のアミノ酸20-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75015
タンパク質分子量	26KDa
輸送	保冷バッグ