

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD16B モノクローナル抗体 - O75015

商品番号: CM0009097



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD16b (FcγRIIIb) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。好中球に発現する低親和性IgG Fc受容体。免疫複合体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD16b mAb
備考/別名	CD16, CD16-L, CD16b, FCGR3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
種	ヒト
遺伝子ID	2215
免疫原	ヒトCD16b (NP_000561.3) のアミノ酸20-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	O75015
タンパク質分子量	26 kDa
発送	保冷バッグ