


ウサギ抗ヒト CD170/Siglec-5 Mab（フローサイトメトリー用） - O15389

商品番号: CM0007920



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒト CD170/Siglec-5
を標的とする

結合ウサギモノクローナル抗体。骨髄系細胞の研究に
適しており、ヒトと交差反応します。UniProt:
O15389。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD170/Siglec-5 mAb
備考／別名	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8778
GeneID	8778
免疫原	ヒト CD170/Siglec-5 のアミノ酸 17～434 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_003821.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O15389
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ