

ウサギ抗ヒト CD171/L1Cam モノクローナル抗体 - P32004

商品番号: CM0004097



前書き

ヒトサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）で検証済みの、ウサギ抗ヒト CD171/L1CAM モノクローナル抗体。神経細胞接着分子L1を標的とし、神経発達およびシナプス可塑性に不可欠な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD171/L1CAM モノクローナル抗体
備考/別名	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
種	ヒト
GeneID	3897 (ヒト)
免疫原	ヒト CD171/L1CAM のアミノ酸 20-1120 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000416.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32004
タンパク質重量	140kDa
配送	アイスバッグ