

ウサギ抗ヒトCd171/L1Cam モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P32004

商品番号: CM0008875



前書き

ヒトCD171/L1CAM（神経細胞接着分子L1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。神経科学、神経細胞移動、シナプス可塑性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD171/L1CAM mAb
備考/別名	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3897
遺伝子ID	3897
免疫原	ヒトCD171/L1CAM (NP_000416.1) のアミノ酸20-1120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P32004
タンパク質分子量	140kDa/139kDa
発送	保冷バッグ