


ラビット抗ヒト Cd171/L1Cam
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32004

商品番号: CM0008419



前書き

ヒトCD171/L1CAMを標的とする結合ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。分子量140kDaの神経接着研究に最適。氷袋にて出荷。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒト CD171/L1CAM mAb
備考/別名	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3897
GeneID	3897
免疫原	ヒトCD171/L1CAM (NP_000416.1) のアミノ酸20-1120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32004
タンパク質分子量	140kDa
配送条件	氷袋