

ウサギ抗ヒト CD172A/Sfcrα モノクローナル抗体（Fc用） - P78324

商品番号: CM0009591



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒト CD172a/SIRPα [SWISS: P78324] 用）。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫細胞シグナル伝達、食食調節、および抑制性受容体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD172a/SIRPα mAb
備考/別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140885
免疫原	ヒト CD172a/SIRPα (NP_542970.1) のアミノ酸31-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ