

フローサイトメトリー用 Abflo 647 ウサギ抗ヒト Cd172A/Sirpα モノクローナル抗体 - P78324

商品番号: CM0010430



前書き

ヒト CD172a/SIRPα (UniProt P78324) に対する
ABflo 647
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。CD47-SIRPα
シグナル伝達、貪食制御、免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD172a/SIRPα mAb
備考／別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
種	ヒト
Gene ID	140885
免疫原	ヒト CD172a/SIRPα のアミノ酸 31〜370 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_542970.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ