

ウサギ抗ヒト CD172B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O00241

商品番号: CM0009457



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD172b (SIRP-beta-1) を標的とします。フローサイトメトリーで検証済み、ヒトと反応します。組換え免疫原、分子量 43 kDa。骨髄系細胞シグナル伝達および免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD172b mAb
備考/別名	CD172b; SIRP-BETA-1
種	ヒト
GeneID	10326
免疫原	ヒト CD172b (NP_006056.2) のアミノ酸 30-371 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O00241
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ